

Impresión de tickets

La impresión de tickets depende en gran medida de la configuración de los distintos elementos que componen la estructura de la aplicación (centro, entorno), a la que pertenece el quiosco donde se esta imprimiendo el ticket

CENTRO

- Desde la edición de centro si queremos que los tickets de quioscos vinculados a ese centro impriman código de barras, código QR, ninguno de los dos o ambos
- También podemos definir "acto único" que básicamente es para que todas las pruebas que tenga un paciente en un día se engloben en una sola acción.

Flujos Estados Roles Areas **Centros** Parametrización Log

ROL ACTUAL: SUPER-ADMINISTRADOR

EDICIÓN DE UN CENTRO

ÁREA: A.H. Torrecárdenas

CÓDIGO CENTRO: 10048

CENTRO: Hospital Torrecárdenas

ACRÓNIMO:

DIRECCIÓN:

LATITUD:

LONGITUD:

MINUTOS ANTES DE LA CITA: 0

MINUTOS DESPUÉS DE LA CITA: 0

IMPRESIÓN CÓDIGO EN TICKET: Imprimir ambos

ACTO ÚNICO:

ACTIVO: ☒

[Volver](#) [Guardar](#)

LISTADO DE CUESTIONARIOS

SIN CUESTIONARIOS

ENTORNO

- Código único: Con esta opción marcada se especifica que todas las citas de un paciente en este entorno compartirán el mismo código de ticket
- Guiado de pacientes: Si activamos esta opción en el ticket nos mostrará un texto con información relativa a la consulta donde debe dirigirse.
- Texto para el ticket: Es un texto libre que podemos definir para que aparezca en la parte final de todos los tickets que se impriman desde quioscos de este entorno.

EDICIÓN DE ENTORNO

Rol Actual: SUPER-ADMINISTRA

NOMBRE CORTO:

DESCRIPCIÓN:

TIPO FLUJO:

CENTRO:

CONFIRMA (AUTO):

☐ (PULSADO, LAS CITAS DEL DÍA SE CONFIRMAN AUTOMATICAMENTE)

Nº DE PACIENTES POR AGRUPACIÓN:

TIPO DE LLAMADA:

CÓDIGO ÚNICO:

☐ (PULSADO, SE CONFIRMAN TODAS LAS CITAS DEL DÍA DEL MISMO PACIENTE PARA ESE DÍA Y ENTORNO ASIGNANDO UN ÚNICO CÓDIGO)

ENTORNO ACTIVO EN LA LANZADERA (BOTÓN ROJO):

☐ (PULSADO, SE DESHABILITA LA SALIDA DE PACIENTES QUE NO HAYAN RECIBIDO EL ALTA)

GUIADO DE PACIENTES:

☒ (PULSADO, SE MUESTRA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL GUIADO DE PACIENTES)

MINUTOS ANTES DE LA CITA:

(El valor por defecto para el centro es 0 minutos)

MINUTOS DESPUÉS DE LA CITA:

(El valor por defecto para el centro es 0 minutos)

Nº MÁXIMO DE ACOMPAÑANTES:

Nº MÁXIMO DE VISITAS:

HORA INICIO VISITAS:

HORA FIN VISITAS:

NO PERMITIR SALIDA DE PACIENTES SIN ALTA:

☐ (PULSADO, SE DESHABILITA LA SALIDA DE PACIENTES QUE NO HAYAN RECIBIDO EL ALTA)

ENTORNO ACTIVO EN LA LANZADERA (BOTÓN ROJO):

☐ (PULSADO, HABILITA LA FUNCIONALIDAD DESDE EL BOTÓN ROJO EN LA LANZADERA PARA LOS PACIENTES DE ESTE ENTORNO)

HABILITAR AYUDA A LA MOVILIDAD:

☐ (PULSADO, SE INDICA QUE EL PACIENTE REQUIERE AYUDA PARA SU MOVILIDAD EN DERIVACIONES DE ESTE ENTORNO)

AVISO ALTA EN PANTALLA:

☐ (PULSADO, SE MUESTRA EN PANTALLA EL AVISO DE ALTA DEL PACIENTE)

TEXTO PARA TICKET:

Volver

Guardar

Configuración específica del hardware

Detalle para la configuración en base a la impresora:

- [EPSON TM-T20III](#)